

Liberté Égalité Fraternité

#### CERAH

1, Bellevue - BP 50719 57147 WOIPPY Cedex Tél : 03 87 51 30 30 http://cerahtec.invalides.fr



# **CERTIFICAT DE CONFORMITE**

N°20-003-A

# Modèle ESSENTIEL

1.	Titulaire	Mandataire	Fabricant	
Société	INNOV'SA France		INNOV'SA France	00000000000000
Adresse	7 rue Bernard-Pieds		7 rue Bernard-Pieds	
Ville	10110 BAR SUR SEINE		10110 BAR SUR SEINE	
Pays	FRANCE		FRANCE	

## 2. Texte de référence

Spécifications techniques des sièges coquilles de série – Arrêté du 17 octobre 2017 paru au JORF du 24 octobre 2017 – Titre I de la Liste des Produits et Prestations Remboursable (LPPR) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité.

### 3. Définition

Structure enveloppante capitonnée (appelée système de soutien du corps) destinée à maintenir une personne en position assise, avec un piètement à usage intérieur, équipée d'un repose-jambe (coussin appuimollet). Réglable en inclinaison (déclive exclusivement de 20° minimum) par un système mécanique assisté (vérin pneumatique, électrique...)

Classe d'usage A, poids maximum utilisateur 130 kg



4. Ex	rigences de conception minimales des sièges coquilles de série	Conforme
d'utilisation, guide d'entretie charge. Le bon de command devront être datés et avoir ur	didation de la documentation du dispositif médical, document d'avant-vente, guide n et bon de commande. Ces documents devront reprendre les conditions de prise en e devra faire apparaître clairement les tarifs de prise en charge. Tous ces documents n indice de version.	Oui
Structure enveloppante capit position assise, avec un piète en inclinaison (déclive exclu électrique)	connée (appelée système de soutien du corps) destinée à maintenir une personne en ement à usage intérieur, équipée d'un repose-jambe (coussin appui-mollet). Réglable isivement de 20° minimum) par un système mécanique assisté (vérin pneumatique,	Oui
Les rembourrages des partie différentes parties). Toutes remplacement. Le système de soutien du co pneumatique, vérin électrique L'inclinaison du système de	s dossier, siège, et accoudoirs garantissent un appui continu (aucun espace entre les les parties rembourrées sont déhoussables pour faciliter leur nettoyage ou leur rps est inclinable par un système mécanique assisté exclusivement en déclive (vérin e) verrouillable dans n'importe quelle position. soutien du corps est de 20° minimum en déclive. orps doit pouvoir être équipé d'une tablette en option. La tablette est au minimum	Oui
Le dossier est équipé: - d'appuis cervico-céphaliqui - d'un appui thoraco-lombair Le dossier a une hauteur mir	es latéraux de série amovibles et réglables en hauteur ; re intégré au dossier pour garantir la stabilité latérale du tronc. nimale de 800 mm.	Oui
<ul> <li>3 profondeurs de siège.</li> <li>Le siège doit être réalisé dans des escarres de catégorie ég</li> </ul>	se au moins : glage en largeur des accoudoirs) ; ns un matériau utilisé pour la réalisation de coussins de siège d'aide à la prévention ale ou supérieure à la catégorie 2 répondant aux spécifications techniques définies a avis du 22 décembre 2009 relatif aux dispositifs médicaux d'aide à la prévention	Oui
La largeur de la face supérie	ure de l'accoudoir (appui-bras) est au minimum de 80 mm. r rapport au plan du siège est au minimum de 180 mm.	Oui
Le coussin repose-jambes es		Oui
Le siège coquille est équip hauteur.	pé de palette repose-pieds escamotable de série. Le repose-pied est réglable en	Oui
Le siège coquille est équipé	d'un harnais thoracique de maintien (minimum 4 points) de série.	Oui
Le fabricant revendique dan d'usage de son siège coquille		Oui
	d'un dispositif de poussée pour l'accompagnant de série.	Oui
Α.	n moins 4 roues de 50 mm minimum. Toutes les roues sont pivotantes pour la classe	Oui
Le siège coquille est équipé	d'un système d'immobilisation agissant sur au moins deux roues.	Oui
Cet accessoire en option doi	t obligatoirement figurer sur le bon de commande - tablette amovible.	Oui

5. Validité

Valable 5 ans à partir de la date d'édition de ce présent certificat

Ce certificat est émis au vu des résultats d'essais effectués du 09/06/2020 au 03/08/2020 sous couvert du rapport d'essais 20-003-A.

Toute modification du matériel entraîne la nullité du présent certificat de conformité.

Le chef du Cerah par intérim

**Christine Philippon** 

Certificat édité le 4 août 2020